



# 100% DESIGN

IN POD, DESIGN, ERGONOMIA E COMFORT RAPPRESENTANO UNA COMBINAZIONE IDEALE IN GRADO DI VALORIZZARE AL MASSIMO IL LAVORO DEL PROFESSIONISTA.  
LA POLTRONA È SAGOMATA IN MODO DA AGEVOLARE I MOVIMENTI DELL'ODONTOIATRA, ASSICURANDO IL PERFETTO CONTENIMENTO DEL PAZIENTE.  
IL MOVIMENTO DI TRENDELENBURG, COMBINATO CON IL RIBALTAMENTO SCHIENALE, ASSICURA UNA COMODA POSTURA PER IL PAZIENTE E UNA CORRETTA POSIZIONE DI

LAVORO PER GLI OPERATORI.

LO SPESSORE PARTICOLARMENTE RIDOTTO E SAGOMATO DELLO SCHIENALE PERMETTE ALL'OPERATORE DI INSERIRE FACILMENTE LE GAMBE SOTTO LO SCHIENALE E DI MANTENERE SEMPRE POSIZIONI DI LAVORO ERGONOMICHE.  
LE SELLERIE SONO REALIZZATE IN POLIURETANO FLESSIBILE, COSTAMPATE CON RIVESTIMENTO SKAI BIELASTICO, PRIVE DI CUCITURE E FACILMENTE IGIENIZZABILI.



**swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



[www.swident.it](http://www.swident.it)

pod

# 100% IGIENE

LA BACINELLA E IL PORTA BICCHIERE SONO COSTITUITI DA UN MONOBLOCCO CERAMICO FACILMENTE ESTRAIBILE. FONTANELLA DI LAVAGGIO BACINELLA E ACQUA AL BICCHIERE SONO RAPIDAMENTE ASPORTABILI ED AUTOCLAVABILI.

**SAFESPRAY (OPTIONAL)**  
SAFESPRAY È COMPOSTO DA UN CONTENITORE PRESSURIZZATO CHE CONSENTE L'UTILIZZO DI ACQUA DISTILLATA (EVENTUALMENTE ADDIZIONATA CON IGIENIZZANTI) DESTINATA AGLI SPRAY DI TUTTI GLI STRUMENTI DELLA TAVOLETTA MEDICO E DELLA SIRINGA ASSISTENTE. SAFESPRAY È UN SISTEMA IN GRADO DI CONTRASTARE EFFICACEMENTE I RISCHI DI CONTAMINAZIONE OFFRENDO UNA POSTAZIONE DI LAVORO SICURA E CON ALTO LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IGIENICA.

LA BACINELLA IN CERAMICA PRIVA DI INTERSTIZI E FESSURAZIONI, ELIMINA POSSIBILI SACCHE DI CONTAMINAZIONE BATTERICA E LA PROPAGAZIONE DI FLUIDI ITINERANTI.



# 100% QUALITÀ

LA MISSION DI SWIDENT È QUELLA DI FORNIRE UN VALIDO "SUPPORTO DI LAVORO" AL PROFESSIONISTA.

L'ATTUALE ESIGENZA ESPRESSA DAI PROFESSIONISTI ODONTOIATRICI È QUELLA DI RIUNIRE MOLTEPLICI SOLUZIONI IN UN "CONCEPT DI LAVORO" CHE OFFRA LE MIGLIORI PRESTAZIONI, ECCELLENTE ERGONOMIA, LA SICUREZZA DI UN VALIDO SISTEMA DI IGIENE ED UNA QUALITÀ TOTALE CHE SI TRADUCE IN UN'ASSOLUTA AFFIDABILITÀ.

POD È IL RIUNITO CHE RISPONDE TOTALMENTE A QUESTA ESIGENZA, ED È DEDICATO AL PROFESSIONISTA CHE CHIEDE IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA DISPONIBILE, UN DESIGN ATTUALE, ED UNA FACILE INTERAZIONE FRA DENTISTA - PAZIENTE - ASSISTENTE.

POD È IL "SUPPORTO DI LAVORO" CHE CONSENTE DI ESPRIMERE IN MANIERA PERSONALIZZATA LA VOSTRA EVOLUTA PROFESSIONALITÀ.

**SW SWIDENT SA**  
Via G. Cattori, 3  
Casella Postale 730  
6902 Paradiso - Lugano  
Switzerland  
[www.swident.ch](http://www.swident.ch)

**swident**  
P O I N T

**SWIDENT SRL**  
Via Cicogna, 34/A  
40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
Tel. 051 6258657 - Fax 051 6285929  
info@swident.it  
[www.swident.it](http://www.swident.it)

Numero Verde  
**800-190325**



pod

 **swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

www.swident.it