

# 100% BENESSERE

Ti sei mai chiesto quante ore passi seduto sullo sgabello?  
Ti permette una seduta corretta? È ergonomico?



Swident ti offre la possibilità di rinnovare il parco sgabelli del Tuo studio con prodotti ergonomici e di qualità a condizioni vantaggiose

**ACQUISTANDO  
1 SGABELLO  
SYNCRO T5 AVRAI IN  
OMAGGIO  
1 SGABELLO  
ASSIST**



## SYNCRO T5

Seggiolino anatomico medico

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

- Regolazione altezza seduta.
- Regolazione inclinazione schienale con movimento sincronizzato del sedile (punto a punto).
- Regolazione altezza schienale e del supporto lombare.
- Tilting schienale.
- Regolazione altezza ed inclinazione con leva unica.
- Posizione di lavoro dinamica (contatto permanente).
- Cuscini anatomici privi di cuciture e facilmente igienizzabili.
- Appoggiatesta (optional).

## ASSIST

Seggiolino anatomico assistente

Il sedile rotondo e lo schienale-bracciolo semitondo permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

- Regolazione altezza seduta.
- Schienale/bracciolo configurabile in 3 posizioni.
- Cuscino anatomico privo di cuciture facilmente igienizzabile.
- Appoggiatesta (optional).

Prezzo di listino SGABELLO SYNCRO T5	€ 600,00
Prezzo di listino SGABELLO ASSIST	€ 400,00
Contributo Swident	- € 400,00
<b>Prezzo finale</b>	<b>= € 600,00</b>

**swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

# 100% QUALITÀ

CON LA QUALITÀ SWIDENT GUADAGNI **3 VOLTE**



Il Tuo **swident** è:  
P O I N T

Le promozioni Swident sono valide fino al 30 settembre 2009.

Tablelle di noleggio e leasing presso gli Swident Point.

**swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

www.swident.it - www.swident.ch  
info@swident.it

Numero Verde  
**800-190325**


PRESENTI AL  
**52° CONGRESSO  
AMICI DI BRUGG**  
RIMINI21 - 23 MAGGIO 2009  
PAD. C7 - STAND 110-131  
CORSA 3-4

pod



# 100% VANTAGGIO

Scegliere il 100% Qualità di Swident significa **controllare e contenere i costi di gestione**, risparmiando in assistenza tecnica e in pezzi di ricambio e **assicurando al Tuo paziente performance e prestazioni.**



# 100% CONVENIENZA

Vuoi scoprire le irripetibili e vantaggiose condizioni Swident? Nelle pagine seguenti troverai le eccezionali promozioni "best price", "best value" e "no problem".

Ti invitiamo a visitare il **Tuo Swident Point**, dove potrai toccare con mano i riuniti Swident e renderti conto della loro grande qualità.

Presso il Tuo Swident Point troverai **personale altamente specializzato** capace di offrirti una consulenza qualificata in grado di **risolvere le problematiche tecnico-burocratiche** del Tuo studio e di **finanziarti in comode rate**, in base alle tue possibilità ed esigenze.

 **swident**  
P O I N T

# 100% TEMPO

Scegliere il 100% Qualità di Swident significa garantirsi la **totale affidabilità.**

Affidabilità che ti assicura **massima operatività**, sempre, annullando i fermi macchina, non facendoti perdere tempo ed evitandoti di creare disservizi al Tuo paziente.



PRESENTI AL  
**52° CONGRESSO  
AMICI DI BRUGG**  
RIMINI21 - 23 MAGGIO 2009  
PAD. C7 - STAND 110-131  
CORSIA 3-4

PRESENTI AL  
**52° CONGRESSO  
 AMICI DI BRUGG**  
 RIMINI 21 - 23 MAGGIO 2009  
 PAD. C7 - STAND 110-131  
 CORSIA 3-4

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



**SUPER  
 VALUTAZIONE  
 €6.000,00  
 DEL TUO  
 USATO**

**PROMO  
 BEST PRICE**

Prezzo di listino €13.777,00  
 Supervalutazione usato - € 6.000,00  
**Prezzo finale = € 7.777,00**

Oppure Locazione Finanziaria (leasing)  
 64 canoni mensili da:

**€ 151,00**

Trasporto, montaggio, IVA esclusi.

Riunito

**FRIEND  
 UP**

**Consolle Odontoiatra**

- Modulo con siringa aria-acqua-spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico Bien Air MC2 a fibre ottiche.
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Safe Air System – Emissione aria a fine impiego della strumentazione rotante che allontana i residui liquidi e solidi dai manipoli.
- Tastiera a membrana per comandare tutte le funzioni del riunito e della poltrona.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo "Last position".
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

**Consolle assistente**

- Braccio articolato.
- Due cannule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.

**Gruppo idrico**

- Bacinella con portabicchiere in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

**Poltrona AG03SWFU**

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

**Pedali multifunzione**

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.

**Lampada scialitica Swident RHA**

- Intensità luminosa 22.000/36.000/40.000 Lux - 4.700° K.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Schermo di protezione facilmente smontabile.
- Rotazione su 3 assi.

**swident**  
 C R E D I T

Locazione Finanziaria Tasso Fisso. Assicurazione All Risks compresa.  
 Spese istruttoria € 100,00 IVA esclusa, salvo variazioni dell'ente erogatore.

PRESENTI AL  
**52° CONGRESSO  
 AMICI DI BRUGG**  
 RIMINI 21 - 23 MAGGIO 2009  
 PAD. C7 - STAND 110-131  
 CORSIA 3-4

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

## PROMO BEST VALUE

Prezzo di listino €15.999,00  
 Supervalutazione usato - € 6.000,00  
**Prezzo finale = € 9.999,00**

Oppure Locazione Finanziaria (leasing)  
 64 canoni mensili da:

**€ 194,00**

Trasporto, montaggio, IVA esclusi.



**SUPER  
 VALUTAZIONE  
 €6.000,00  
 DEL TUO  
 USATO**

## PROMO NO PROBLEM

Variante con estensione di garanzia

Prezzo di listino €17.999,00  
(compreso estensione di garanzia 2 anni)  
 Supervalutazione usato - € 6.000,00  
**Prezzo finale = € 11.999,00**

Oppure Locazione Operativa (noleggio\*)  
 48 canoni mensili da:

**€ 316,00**

\* Interpella il Tuo commercialista per scoprire  
 gli enormi vantaggi fiscali del noleggio.  
 Trasporto, montaggio, IVA esclusi.

**4 ANNI  
 GARANZIA  
 TOTALE**

Riunito

**PARTNER**

### Consolle Odontoiatra

- Modulo con siringa aria-acqua-spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico Bien Air MC3LK a fibre ottiche.
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Safe Air System – Emissione aria a fine impiego della strumentazione rotante che allontana i residui liquidi e solidi dai manipoli.
- Tastiera a membrana per comandare tutte le funzioni del riunito e della poltrona.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

### Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due cannule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

### Gruppo idrico

- Bacinella con portabicchiere in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido con valvola per aspirazione centralizzata e valvola di scarico bacinella.

### Poltrona AG04SWP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

### Pedaliera multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

### Lampada scialitica Swident EDI

- Intensità luminosa 25.000 lux, temperatura di colore 5.000°K.
- Regolazione meccanica dell'intensità luminosa.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Schermo di protezione facilmente smontabile.
- Rotazione su 2 assi.

**swident**  
 C R E D I T

Locazione Finanziaria Tasso Fisso. Assicurazione All Risks compresa.  
 Spese d'istruttoria € 100,00 IVA esclusa, salvo variazioni dell'ente erogatore.