


swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION



L'incastro è perfetto



Scopri
l'incredibile offerta
che ti abbiamo riservato!

AUTUNNO
2 0 2 3

www.swident.it

Swident. Proprio quello che ti mancava



AFFIDABILE

... PERCHÉ UN BUON PARTNER NON TI ABBANDONA MAI

Su un riunito Swident puoi contare sempre. Ha un'affidabilità svizzera che ti mette al riparo da ogni sorpresa. Ha un'anima italiana che significa qualità, collaudi attenti, cura per il dettaglio. Per questo lavorare con Swident è un piacere: niente fermi macchina, nessun bisogno di assistenza, nessun disagio per i tuoi pazienti. Il lavoro scorre fluido quando al tuo fianco c'è un partner di valore.



... PER RIDURRE I COSTI, NON LA QUALITÀ


Alte performance non significano alti consumi. I riuniti Swident sono costruiti per ottimizzare i costi attraverso una gestione efficiente dell'operatività quotidiana. Ti permettono di lavorare con semplicità, in modo lineare, aumentando la qualità della tua vita professionale e la redditività del tuo studio.

EFFICIENTE



... PERCHÉ SEMPLICE È BELLO

Quella di Swident è una tecnologia amica. Facile, intuitiva, pensata per le persone che la usano. Basta un attimo per attivare i comandi, regolare gli strumenti, scegliere le impostazioni. Senza bisogno di tutorial o istruzioni complicate. È il mondo come dovrebbe essere: click, accendi, lavori.



Meno costi, meno stress, più valore.
Ogni cosa è al suo posto.

PROMO SMART



WARRANTY EXTENSION
4+2 ANNI DI GARANZIA
+ € 600

PARTNER

- Console Odontoiatra**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
 - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
 - Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
 - Tavoletta portatray su braccio articolato.

- Strumentazione**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
 - Modulo per turbina a fibre ottiche.
 - Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
 - Ablatore SW Led P-E.

- Console assistente**
- Doppio braccio articolato.
 - Due canule per aspirazione chirurgica.
 - Alloggiamento per strumento supplementare.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
 - Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

- Gruppo idrico**
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
 - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
 - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

- Poltrona AG04SWP**
- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
 - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
 - 4 posizioni programmabili.
 - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
 - Appoggiatesta con doppia articolazione.
 - Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
 - Stability Kit.
 - Imbottitura comfort.

- Pedaliera Multifunzione**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
 - Attivazione spray e chip air.
 - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

- Lampada a led EOS**
- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
 - Temperatura colore 4500° K
 - Rotazione su 3 assi
 - Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
 - Maniglie smontabili e autoclavabili

SCONTO 50%

NOVITÀ LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI



swident
C R E D I T

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2023

A SOLI AL MESE € 193,⁹⁷*

VALORE RIUNITO € 21.980

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 10.990

PROMO PREMIUM

WARRANTY EXTENSION
4 2+2
ANNI DI GARANZIA
+ € 600

PARTNER

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Poltrona AG04SWP

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendeleburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

SCONTO 50%

IMBOTTITURA CHIRURGICA
 Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.150
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H
 Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE
€ 700
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

NOVITÀ LAMPADA A LED EOS
 Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE SW LED P-E
 Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR
 Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made GARANZIA 3 ANNI

SAFESPRAY
 Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE
€ 400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

swident
C R E D I T

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2023

A SOLI AL MESE € 229,²⁷*

VALORE RIUNITO € 25.980

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 12.990

**PROMO
PRESTIGE**

**WARRANTY
EXTENSION**
4 2+2
ANNI DI
GARANZIA
+ € 600

**PARTNER
EVO**

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Poltrona AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Wireless Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

Lampada scialitica a led SW Maia

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione intensità luminosa
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.



LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 700
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED SW MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x 170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.000
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE

**MX2
PLUS**



Bien Air



swident
C R E D I T

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2023

A SOLI AL MESE **€ 255,⁵⁷***

VALORE RIUNITO **€ 28.960**


-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 14.480**

**SCONTO
50%**

XKER X6.0 IOS

Intra Oral Scanner



BASE STABILE

Un'unica base, robusta e stabile. Sulla linea di mobili, su servomobile o direttamente sulla tavoletta a riunito, il manipolo alloggerà sempre in posizione sicura ed ergonomica.

SISTEMA ANTI APPANNAMENTO

Un circuito di ventilazione integrato nel manipolo previene l'appannamento del prisma.

PUNTALE AUTOCLAVABILE

Compresi in dotazione 5 puntali autoclavabili fino a 150 cicli (134°/4 minuti)

PULSANTE SCAN

Un unico comando sul manipolo per avviare e arrestare la scansione e selezionare il processo successivo senza necessità di agire sul computer.

PULSANTE ACCENSIONE

MANIPOLO LEGGERO

Appena 350 grammi.

Perché prendere l'impronta digitale

- 1 Offre un'esperienza più piacevole per il paziente.
- 2 Riduce il tempo in poltrona e i tempi del trattamento.
- 3 È uno strumento diagnostico ad alta precisione.
- 4 Riduce gli errori di processo.
- 5 Permette di accedere ai benefici del workflow digitale.
- 6 Evita l'acquisto del materiale di impronta.



Perché scegliere XKER X6.0 IOS

SCANSIONE A COLORI

La visualizzazione finale del modello 3D viene realizzata in tempo reale. I colori sono realistici e le immagini ricche di dettagli, così da poter interpretare al meglio l'area di interesse.

TELECAMERA 2D

Puoi utilizzare X6.0 IOS anche come telecamera intraorale per realizzare e archiviare immagini 2D. Contestualmente alla scansione, puoi scattare foto 2D ad alta definizione.

STABILITÀ E MOBILITÀ

La base può essere spostata facilmente e appoggiata su qualsiasi supporto. È studiata per rimanere stabile, con il manipolo comodamente raggiungibile.

SISTEMA APERTO

I file di scansione di X6.0 IOS sono esportabili in due diversi formati. Il più diffuso e universale STL ed il PLY, contenenti anche le informazioni della texture a colori.

INVESTIMENTO VANTAGGIOSO

X6.0 IOS garantisce un alto ritorno dell'investimento, coniugando le più innovative tecnologie con un prezzo accessibile. Non solo permette di risparmiare sui materiali da impronta e sui tempi di lavoro, ma comporta anche una maggior soddisfazione del cliente.

COSTO CHIARO E CERTO

Per l'acquisto di X6.0 IOS sosterrai un'unica spesa iniziale, e non avrai alcun costo aggiuntivo per costi di gestione, aggiornamenti e gestione dei file di scansione.

SWIDENT garantisce il funzionamento di X6.0 IOS secondo le specifiche per un periodo di 2 anni (sono esclusi prodotti di terze parti come il PC, prodotti di consumo, batterie e cavi)

È il momento giusto!

CON XKER IL TUO STUDIO ENTRA NELL'ERA DIGITALE. APPROFITTA DELL'ECCEZIONALE OFFERTA.

VALORE LISTINO XKER X6.0 IOS € ~~16.999~~

VALORE OFFERTA XKER X6.0 IOS € **10.999**



Scegli la forma di pagamento più adatta alle tue esigenze:

LEASING
NOLEGGIO FINANZIARIO

€.224
60 MESI

Finanzia l'intero importo
Proprietà al riscatto
Deducibilità fiscale 5 anni

NOLEGGIO
NOLEGGIO OPERATIVO

€.266
48 MESI

Finanzia l'intero importo
Il bene non è iscritto nel libro cespiti
Deducibilità fiscale più rapida
secondo la durata del noleggio

TASSO "0"
FINANZIAMENTO

€.916
12 MESI

Finanzia l'intero importo
Zero costo per interessi
Deducibilità fiscale 8 anni

Sei una società odontoiatrica?

4.0 BENI STRUMENTALI (EX IPER)

Se acquisti un scanner XKER 6.0 IOS interconnesso, esso produrrà un credito d'imposta del 20%, ma solo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale).

I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2023



Bundle

Sei interessato al carrello XKER?

Col l'acquisto di X6.0 IOS

in offerta ad un prezzo imperdibile il KART!

(Fino ad esaurimento scorte)

VALORE LISTINO KART € ~~1.200~~

VALORE OFFERTA KART € **600**

Trasporto, montaggio e IVA esclusi. Promozione valida fino al 31/12/2023
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O CONSULTA IL TUO COMMERCIALISTA.

 **SW SWIDENT SA**
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch


WE SUPPORT YOUR PROFESSION

Direttore Commerciale:

Feliciano Amodio
Mob. 393 8875520

SWIDENT SRL 
Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it