

XKXER YES WE
SCAN



**SCOPRI LA SCANSIONE PIÙ
FACILE ED ACCESSIBILE**

XKER X6.5 IOS

Intra Oral Scanner



BASE STABILE

Un'unica base, robusta e stabile. Sulla linea di mobili, su servomobile o direttamente sulla tavoletta a riunito, il manipolo alloggerà sempre in posizione sicura ed ergonomica.

PUNTALE AUTOCLAVABILE

Compresi in dotazione 5 puntali autoclavabili fino a 150 cicli (134°/4 minuti)

PULSANTE SCAN

Un unico comando sul manipolo per avviare e arrestare la scansione e selezionare il processo successivo senza necessità di agire sul computer.

SISTEMA ANTI APPANNAMENTO

Un circuito di ventilazione integrato nel manipolo previene l'appannamento del prisma.

MANIPOLO LEGGERO

Appena 280 grammi.

Perché prendere l'impronta digitale

- 1 Offre un'esperienza più piacevole per il paziente.
- 2 Riduce il tempo in poltrona e i tempi del trattamento.
- 3 È uno strumento diagnostico ad alta precisione.
- 4 Riduce gli errori di processo.
- 5 Permette di accedere ai benefici del workflow digitale.
- 6 Evita l'acquisto del materiale di impronta.

Perché scegliere XKER X6.5 IOS

SCANSIONE A COLORI

La visualizzazione finale del modello 3D viene realizzata in tempo reale. I colori sono realistici e le immagini ricche di dettagli, così da poter interpretare al meglio l'area di interesse.

TELECAMERA 2D

Puoi utilizzare X6.5 IOS anche come telecamera intraorale per realizzare e archiviare immagini 2D. Contestualmente alla scansione, puoi scattare foto 2D ad alta definizione.

STABILITÀ E MOBILITÀ

La base può essere spostata facilmente e appoggiata su qualsiasi supporto. È studiata per rimanere stabile, con il manipolo comodamente raggiungibile.

SISTEMA APERTO

I file di scansione di X6.5 IOS sono esportabili in due diversi formati. Il più diffuso e universale STL ed il PLY, contenenti anche le informazioni della texture a colori.

INVESTIMENTO VANTAGGIOSO

X6.5 IOS garantisce un alto ritorno dell'investimento, coniugando le più innovative tecnologie con un prezzo accessibile. Non solo permette di risparmiare sui materiali da impronta e sui tempi di lavoro, ma comporta anche una maggior soddisfazione del cliente.

COSTO CHIARO E CERTO

Per l'acquisto di X6.5 IOS sosterrai un'unica spesa iniziale, e non avrai alcun costo aggiuntivo per costi di gestione, aggiornamenti e gestione dei file di scansione.


SWIDENT garantisce il funzionamento di X6.5 IOS secondo le specifiche per un periodo di 2 anni (sono esclusi prodotti di terze parti come il PC, prodotti di consumo, batterie e cavi)

È il momento giusto!



CON XKER IL TUO STUDIO ENTRA NELL'ERA DIGITALE.

 **SWSWIDENTSA**
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch

 **swident**
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

Direttore Commerciale:
Feliciano Amodio - Mob. 393 8875520

SWIDENT SRL 
Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it