

# swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION



XWELL

# XWELL

## l'unica poltrona multidisciplinare per l'healthcare



**XWELL DEN**  
PER TRATTAMENTI  
DI ODONTOIATRIA



**XWELL AES**  
PER PROCEDURE  
MEDICO/ESTETICHE



**XWELL OS**  
PER INTERVENTI DI  
CHIRURGIA ORALE



### ERGONOMIA E COMFORT

Per il paziente ma anche per il medico, che può lavorare in posizione eretta o seduta secondo le proprie esigenze.



### FUNZIONALITÀ E DESIGN

Una gamma di poltrone adatte alle diverse esigenze chirurgiche. Consente di sdraiare il paziente in posizione supina o prona. Capacità di sollevamento 300 kg.




### IGIENE

Tutte le imbottiture sono facilmente rimovibili per agevolare l'igienizzazione delle stesse.



### MADE IN ITALY

Progettato e realizzato da un'azienda italiana che ha una particolare e riconosciuta attenzione al design e alla qualità dei materiali di finitura.



### DATI TECNICI

Altezza minima	mm	470
Altezza massima	mm	850
Angolo di inclinazione dello schienale	°	0°- 90°
Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1850
Peso netto approssimativo	Kg	140
Capacità massima di sollevamento	Kg	300
Velocità di sollevamento (con 100 Kg)	mm/sec	22
Trendelenburg	°	20°
Classificazione		I
Classe		B