




*Wellness
in Dentistry*



XWELLbed




XWELLbed

La beauté de la simplicité

Chez Swident, nous croyons que les soins dentaires doivent être une expérience naturelle et sans effort pour les patients comme pour les professionnels.
C'est pourquoi nous concevons des équipements qui améliorent le confort, inspirent confiance et rendent chaque traitement plus efficace.

Le lit **XWELLbed** incarne cette philosophie : un design pur, essentiel et fonctionnel, qui élimine le superflu et place l'efficacité et la sécurité au premier plan.

Chaque mouvement devient naturel et fluide, soutenu par des détails soigneusement perfectionnés pour garantir des diagnostics précis et des traitements efficaces.
Avec **XWELLbed**, la simplicité devient la plus haute forme de raffinement.




Concept ergonomique pour la dentisterie

Un design qui protège votre passion

L'odontologie est une profession qui dure toute une vie, et l'ergonomie en est la clé. Les solutions Swident favorisent une posture correcte et des mouvements détendus, qui permettent de travailler confortablement et en toute sécurité pendant de nombreuses années.

L'efficacité ne profite pas seulement aux patients, grâce à des traitements plus rapides et plus précis : elle protège aussi le corps du praticien, contribuant à prolonger sa carrière. Avec **XWELLbed**, chaque détail est pensé pour vous maintenir en position optimale, en préservant à la fois bien-être et précision.



Posture naturelle et détendue

Nos équipements naissent des besoins des praticiens. Nous créons d'abord l'espace, permettant des mouvements libres et naturels, puis nous adaptons les instruments et configurations pour servir cette liberté. Le résultat : un espace de travail où précision et rapidité s'épanouissent, tandis que la fatigue disparaît.




Système à quatre mains

La précision naît du travail en équipe. Le système à quatre mains permet au dentiste et à l'assistant de travailler en parfaite harmonie, chacun avec une totale liberté de mouvement. Ainsi, les procédures se déroulent avec fluidité, précision et efficacité à chaque étape.



Vision indirecte

La vision est au cœur de l'odontologie. Le design de **XWELLbed** soutient à la fois la vision directe et la vision indirecte, permettant de travailler avec clarté, dans une posture naturelle et détendue, car le confort renforce la concentration.




Durabilité

Un équilibre parfait, à chaque fois


L'odontologie doit rester naturelle, jamais contrainte. Swident a été la première en Europe à introduire la position horizontale de traitement : une véritable révolution dans la pratique dentaire.

Le lit **XWELLbed** est l'évolution de cette vision, avec un design horizontal perfectionné qui garantit en permanence des conditions de travail optimales. Les mouvements restent fluides et sans effort. De cette façon, ils protègent le praticien autant que le patient.

Une configuration pour gauchers comme pour droitiers est toujours possible, rendant chaque traitement simple, flexible et durable.



----- Aire opérationnelle élargie (Barnes)
—○—○— Aire opérationnelle optimale (Squires)



Simple et sûr

Moins, c'est mieux. Et plus sûr.

Avec **XWELLbed**, la simplicité devient synonyme de sécurité. Chaque détail a été optimisé pour réduire les risques et garantir une fiabilité durable.



Sans crachoir. Risque d'infection réduit.

L'absence de crachoir minimise les contaminations croisées entre patient, dentiste et assistant.



Aucune inclinaison. Fiabilité accrue.

Moins de mécanismes signifie moins de pannes. Chaque composant est conçu avec précision pour durer dans le temps. Mouvement de Trendelenburg intégré pour le positionnement d'urgence du patient.



Entretien facile. Protection maximale

Un design simple à nettoyer et à entretenir protège l'équipe soignante et assure la sécurité de tous.

Fonctions

Conçu pour votre confort, pensé pour votre avenir

Chaque détail de **XWELLbed** repose sur des principes ergonomiques : une posture plus saine aujourd'hui signifie une carrière plus longue et plus satisfaisante demain.

Des fonctions intelligentes et intuitives rendent chaque traitement plus fluide, adaptable aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.



Appui-tête Memory Foam (standard)

Il accueille délicatement la tête du patient, offrant confort et alignement cervical naturel.



Commande au pied

Contrôle complet du lit et des instruments, pour une utilisation fluide et mains libres.



Utilisation droitiers / gauchers

Une configuration pour gauchers comme pour droitiers est toujours possible, rendant chaque traitement simple, flexible et durable.







Appui-tête Gellness (optionnel)

L'appui-tête en **gel médical**, avec sa forme en V, assure confort et stabilité en s'adaptant à la nuque, réduisant la pression et maintenant une température neutre, pour un bien-être constant et une meilleure expérience tant pour le patient que pour le professionnel.

XWELLbed

DONNÉES TECHNIQUES		
Hauteur minimale	mm	520
Hauteur maximale	mm	890
Largeur	mm	720
Longueur	mm	1880
Poids net : env.	Kg	130
Capacité de levage maximale	Kg	200
Trendelenburg	°	20°



XWELLbed

 SW SWIDENT SA

Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland

www.swident.ch



SWIDENT SRL

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it

www.swident.it