




*Wellness
in Dentistry*



XWELLbed




XWELLbed

La bellezza della semplicità

In Swident crediamo che la cura dentale debba essere un'esperienza naturale e senza sforzo per pazienti e professionisti. Per questo creiamo attrezzature che aumentano il comfort, infondono fiducia e rendono ogni trattamento più efficiente.

Il lettino **XWELLbed** incarna questa filosofia: un design puro, essenziale e funzionale, che elimina il superfluo e mette al centro efficienza e sicurezza.

Ogni movimento diventa naturale e fluido, sostenuto da dettagli accuratamente perfezionati per garantire diagnosi precise e trattamenti efficaci. Con **XWELLbed**, la semplicità si trasforma nella più alta forma di raffinatezza.




Ergo Concept per l'Odontoiatria

Un design che protegge la tua passione

L'odontoiatria è una professione che dura tutta la vita, e l'ergonomia è la chiave per sostenerla. Le soluzioni Swident favoriscono una postura corretta e movimenti rilassati, permettendo di lavorare in modo confortevole e sicuro per molti anni.

L'efficienza non porta benefici solo ai pazienti, grazie a trattamenti più rapidi e precisi, ma tutela anche il corpo del professionista, aiutando a prolungare la carriera. Con **XWELLbed**, ogni dettaglio è pensato per mantenerti sempre in una posizione ottimale, preservando benessere e precisione.



Postura naturale e rilassata

Le nostre attrezzature nascono dalle esigenze delle persone. Prima creiamo lo spazio, permettendo movimenti liberi e naturali, poi modelliamo strumenti e configurazioni per valorizzare questa libertà. Il risultato è un ambiente di lavoro dove accuratezza e velocità si uniscono, mentre la fatica si riduce.




Sistema a quattro mani

La precisione nasce dal lavoro di squadra. Il sistema a quattro mani consente a dentista e assistente di operare in perfetta armonia, con totale libertà di movimento. Così le procedure scorrono fluide, precise ed efficienti in ogni fase.



Visione allo specchio

La visione è il cuore dell'odontoiatria. Il design di **XWELLbed** supporta sia la visione diretta che quella riflessa, permettendo di lavorare con chiarezza, in una postura naturale e rilassata. Perché il comfort affina la concentrazione.




Sostenibilità

Equilibrio perfetto, ogni volta


L'odontoiatria deve essere naturale, mai forzata. Swident ha introdotto per prima in Europa la posizione di trattamento orizzontale: una vera rivoluzione nel modo di lavorare.

Il lettino **XWELLbed** rappresenta l'evoluzione di questa visione, con un design perfezionato che garantisce sempre condizioni di lavoro ottimali.

La configurazione per mancini e destrimani è sempre possibile, rendendo ogni trattamento semplice, flessibile e sostenibile.



----- Area operativa estesa (Barnes)
—○— Area operativa ideale (Squires)



Semplice e sicuro

Meno è meglio. E più sicuro.

Con **XWELLbed**, la semplicità diventa garanzia di sicurezza. Ogni dettaglio è stato perfezionato per ridurre i rischi e aumentare l'affidabilità nel tempo.



Senza sputacchiera. Minor rischio di infezioni

Eliminando la sputacchiera si riducono le contaminazioni crociate tra paziente, dentista e assistente.



Senza reclinazione. Maggiore affidabilità

Meno meccanismi, meno possibilità di guasto. Ogni componente è progettato per durare a lungo. Movimento di Trendelenburg integrato per il posizionamento d'emergenza del paziente.



Facile manutenzione. Massima protezione

Un design semplice da pulire e mantenere tutela lo staff e assicura sicurezza a pazienti e professionisti.

Funzioni

Pensato per il comfort, costruito per il futuro

Ogni dettaglio di **XWELLbed** nasce da un approccio ergonomico: una postura più sana oggi significa una carriera più lunga e soddisfacente domani.

Funzioni smart e intuitive rendono ogni trattamento più fluido, adattandosi facilmente sia a destrimani che a mancini.



Poggiatesta Memory Foam (standard)

Accoglie la testa del paziente con delicatezza, offrendo comfort e un naturale allineamento cervicale.



Comando a pedale

Controllo completo della poltrona e degli strumenti, per un utilizzo fluido e senza mani.



Utilizzo per mancini e destrimani

La configurazione per mancini e destrimani è sempre possibile, rendendo ogni trattamento semplice, flessibile e sostenibile.







Poggiatesta Gelness (opzionale)

Il poggiatesta in **gel medicale**, con forma a V, garantisce comfort e stabilità adattandosi alla nuca, riducendo la pressione e mantenendo una temperatura neutra, per un benessere costante e un'esperienza migliore sia per il paziente che per il professionista.

XWELLbed

SCHEDA TECNICA		
Altezza minima	mm	520
Altezza massima	mm	890
Larghezza	mm	720
Lunghezza	mm	1880
Peso netto ca.	Kg	130
Portata massima si sollevamento	Kg	200
Trendelenburg	°	20°



XWELLbed

 SW SWIDENT SA

Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland

www.swident.ch



SWIDENT SRL

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it

www.swident.it