

LA PRECISIONE
NON È UN OBIETTIVO.
È UN METODO.




UN METODO
CHE OGGI
TI OFFRE UN
VANTAGGIO
CONCRETO

PROMO
2026

www.swident.it

LA PRECISIONE
È IL METODO CHE
CREA AFFIDABILITÀ.

FACILE DA USARE.
INTUITIVO DA CONTROLLARE.
NATURALE DA SCEGLIERE.



Un riunito
deve lavorare con te,
non contro di te.
Per questo Swident
progetta interfacce chiare,
movimenti fluidi
e comandi intuitivi,
pensati per essere compresi
al primo utilizzo.

Ogni funzione è dove te l'aspetti.
Ogni regolazione
è semplice, rapida, naturale.
Il risultato è un riunito "amico",
che riduce i tempi,
aumenta il controllo
e migliora
l'esperienza quotidiana
di medico e assistente.

L'AFFIDABILITÀ
È LA CERTEZZA
DI PRESTAZIONI
SEMPRE COSTANTI,
PER RAGGIUNGERE
OGNI VOLTA
RISULTATI OTTIMALI

LA VERA
PRECISIONE
È RENDERE
SEMPLICE
CIÒ CHE È
COMPLESSO



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

PROMO SMART

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray doppia su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

Poltrona AG045WP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelenburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.

Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

VALORE RIUNITO

€ 24.722

PREZZO PROMO

€ 12.361

72 CANONI MENSILI A SOLI € 223

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

PARTNER
EVO TOUCH

Bien Air
PARTNERSHIP CON
BIEN AIR

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato.
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali.
Grazie alla luminosità
senza confronti e all'eccellente
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibili
con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX
per conservativa classica, preparazioni
e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

 Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato
che consente l'utilizzo
di acqua distillata
(eventualmente addizionata
con igienizzanti) destinata agli
spray di tutti gli
strumenti della tavoletta
medica e della siringa
assistente.

VALORE
COMMERCIALE
€ 400
OMAGGIO



NOVITÀ
CONSOLE TOUCH



PROMO PRESTIGE

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Poltrona AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Wireless Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE
RIUNITO **€ 27.500**

**PREZZO
PROMO € 13.750**

**72 CANONI
MENSILI A SOLI € 248**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

XP4
EVO TOUCH



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

PROMO MASTER

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria – acqua – spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

Consolle Assistente

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

Poltrona AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Imbottitura comfort.

Pedaliera Wireless multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



NOVITÀ
CONSOLE TOUCH

Bien Air
PARTNERSHIP CON
BIEN AIR

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE
COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

- Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm
- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
 - Potenza elevata con coppia costante
 - Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
 - Non richiede manutenzione
 - In acciaio resistente agli urti
 - Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni



Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.890
OMAGGIO

SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

MX2

PLUS



Bien Air



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE
COMMERCIALE
€ 420
OMAGGIO

VALORE
RIUNITO € 35.834

PREZZO
PROMO € 17.917

72 CANONI
MENSILI A SOLI € 323

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

PROMO NOW

Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione fibra ottica led MCX Bien Air

Consolle assistente

- Mono braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.

Gruppo idrico

- Bacinella con porta bicchiere in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

Poltrona AG03SW

- Poltrona elettromeccanica.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.

Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.500
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.

Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE
COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

 Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE
COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO



VALORE
RIUNITO **€ 19.800**

**PREZZO
PROMO € 9.900**

**72 CANONI
MENSILI A SOLI € 178**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

SGABELLI SWIDENT

COMFORT ED ERGONOMIA PER UNA POSTURA PERFETTA

Nel tuo lavoro, ogni dettaglio conta, e la postura è fondamentale per il benessere quotidiano.

Gli sgabelli Swident sono progettati per offrirti il massimo comfort,

garantendo al tempo stesso una posizione corretta e naturale durante ogni trattamento.

Con un design innovativo ed elegante, questi sgabelli uniscono funzionalità, libertà di movimento e supporto ergonomico, aiutandoti a lavorare meglio e senza affaticarti.

Affidati alla qualità Swident: perché stare bene mentre lavori fa la differenza!

HARLEY



Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

SYNCRO T5



Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

ASSIST



Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~786~~

PREZZO FINALE € 536*

*Sgabello configurato senza poggiatesta

PREZZO CATALOGO € ~~1.049~~

PREZZO FINALE € 730*

*Sgabello configurato senza poggiatesta

PREZZO CATALOGO € ~~899~~

PREZZO FINALE € 621*

*Sgabello configurato senza poggiatesta